

気軽に使用できるリーズナブルモデル

## 卓上遠心機 Z206A

Centrifuge Z206A



### 用途が広く効率的

大容量にもかかわらず、とってもコンパクト。

### サンプルの安全性

長時間の遠心分離後でも、サンプルの温度を40℃未満に抑えます。

### 高速出力の作業環境

最高回転6,000rpmでも安定性が高い出力で、振動が少なく、騒音が最小限に抑えられます。



Angle rotors



マイクロプロセッサ制御のコントロールパネル

数字が見やすいLCDディスプレイ

電磁式フタロック

ロータタイプの事前選択

インバランス検出

簡単なロータ交換

多種多様なロータとアクセサリ

世界安全基準 IEC 61010 に遵守

改良された空冷システムがサンプルの温度上昇を抑えます。

### ■ 本体仕様

型番	Z206A
最高回転数	6,000rpm
回転数設定	200 ~ 6,000rpm (最小設定単位: 50rpm)
最大遠心加速度	4,427×g (遠心加速度設定: 10×g単位)
最大容量	50ml×6本 (300ml)
冷却機能	なし (空冷式)
タイマー設定	10秒 ~ 59分50秒 (10秒単位設定) 1分 ~ 99時間59分 (分単位設定)
寸法	W280 × D370 × H260 (mm)
重量	13kg
表示	LCDディスプレイ: 回転数 (遠心加速度)・タイマー表示
必要電源	AC 100V 50/60Hz
本体価格	¥390,000 (税抜)





かんたん操作のコントロールパネル  
片手ではもちろん、手袋をはめての操作も可能  
プリセット値と実際値の同時表示  
rpm と rcf の両方での速度の選択が可能

## その他機能

- インバランス検出
- 10段階加減速モード
- rpm/RCF 切替表示、設定



製造元：HERMLE 社 ドイツの科学機器メーカー、ヘルムレ社は、1956年以來65年以上にわたり、HERMLE 遠心機を世界中で販売しています。



221.54 V01



221.55 V01



220.95 V04



220.68 V04

## ■アングルローター一覧

型番	容量 (ml)	本数	適用チューブサイズφ×L(mm)	形状	アダプタタイプ (※3)	最高回転数 (rpm)	最大遠心加速度 (×g)	角度	備考	価格 (税抜)
221.54 V01	15	12	17×112-133	ラウンド	A	6,000	4,427	32°	※1 PPローター	¥126,000
			17×116-125	コニカル						
221.55 V01	50	6	30×95-115	ラウンド	B	6,000	4,427	40°	※1 PPローター	¥186,000
			30×95-120	コニカル						
220.95 V06	1.5~2.0	18	11×40-45	微量チューブ	D	6,000	2,938	45°		¥110,000

※1 ポリプロピレンローターです。

## ■スイングローター一覧

型番	容量 (ml)	本数	適用チューブサイズφ×L(mm)	形状	アダプタ	最大回転数 (rpm)	最大遠心加速度 (×g)	角度	備考	価格 (税抜)
220.68 V04	5	6	13×75	ラウンド	—	4,000	1,860	~90°		¥138,000

## ■アダプタタイプ一覧

アダプタタイプ	型番	容量 (ml)	適用チューブサイズφ×L(mm)	形状	備考	価格 (税抜)
A	701.011	7	13.5×95-115	ラウンド	※2	¥16,000
	701.012	5	13.5×70-90	ラウンド	※2	¥16,000
	701.015	1.5/2.0	11×42	微量チューブ	6個1組	¥22,000
	701.018	9	17×97-107	採血管	※2	¥12,000
B	708.019	30	25×92-95	ラウンド	※2	¥28,000
	708.020	25	29×78-82	コニカル	※2	¥20,000
	708.003	15	18×100-105	ラウンド	※2	¥28,000
	708.004	16	17×100-105	ラウンド	※2	¥28,000
	708.030	15	17×97-123 17×121	ラウンド コニカル	※2 ラウンド/コニカル兼用アダプタ	¥20,000
D	704.005	0.5	8×45	ラウンド	6個1組	¥14,000

※2 表示価格は、2個/組(販売：2個以上)となります。



## 安全上に関するご注意

●正しく安全にご使用頂く為、必ずご使用前に製品の「取扱説明書」をお読みの上ご使用下さい。

- このカタログに掲載している製品は改良の為、価格や仕様、外観などお断り無く変更する事がありますのでご了承下さい。
- 印刷の都合上、実際の色と異なる場合があります。

販売元：



株式会社 佐久間製作所

〒144-0045 東京都大田区南六郷 3-16-27

TEL : (03)3733-9751 FAX : (03)3731-1257

URL : http://www.sakumajp.com

E-Mail : sakuma@mbj.nifty.com