

HERMLE
LABORTECHNIK

製造元：HERMLE 社 ドイツの科学機器メーカー、ヘルムレ社は、1956 年以来 60 年以上にわたり、HERMLE 遠心機を世界中で販売しています。

運転状況をランプの色でお知らせします。



遠心運転中



遠心終了



運転待機中



■本体仕様

型番	Z287A
最高回転数	14,000 rpm
回転数設定	200~14,000 rpm (10rpm単位)
最大遠心加速度	16,058×g
最大容量	50ml×6本 (300ml)
タイマー設定	10秒~99時間59分 ホールド機能、クイックボタン付き
寸法	W350 × D430 × H260 (mm)
重量	18 kg
表示	回転数(遠心加速度)・タイマー・加減速モード
安全機能	電気プロテクト、インバランス検出、電磁フタロック、モータ保護(過電流)
必要電源	AC 100V 50/60Hz 2.4A
価格	¥450,000

※価格は全て税抜表示となります。



安全上に関するご注意

●正しく安全にご使用頂く為、必ずご使用前に製品の「取扱説明書」をお読みの上ご使用下さい。

●このカタログに掲載している製品は改良の為、価格や仕様、外観などお断り無く変更する事がありますのでご了承下さい。
●印刷の都合上、実際の色と異なる場合があります。

● 株式会社 佐久間製作所

〒144-0045 東京都大田区南六郷 3-16-27
TEL : (03)3733-9751 FAX : (03)3731-1257
URL : <http://www.sakumajp.com>



2023年1月5日 第4刷

様々な用途に対応する卓上遠心機 Z287A

Universal Centrifuge
Z 287 A



MAX14,000rpm

両方使えます！

豊富なアクセサリで、幅広い用途に対応します。



コンパクトで高性能

幅を取らない
コンパクト設計



簡単タッチキー

エルゴノミクス・
タッチ操作


手袋のままで操作可能
最新のタッチダイヤルは、
タッチするだけで簡単
コントロール！



安心の安全設計

世界安全基準
IEC61010 遵守

電磁式フタロック
インバランス検出機能
60dB以下 の静音運転



卓上遠心機 Z287A



- 簡単操作で見やすいディスプレイ
- スムーズなロータの交換
- 優れたエアフローでサンプルを最適に空冷
- 多彩なアクセサリで、様々な用途が可能に

その他機能

- 99メモリ
- ホールド、フラッシュ機能
- rpm/RCF 切替表示、設定
- 10 段階加減速モード
- エルゴノミクス・タッチ操作
- 電磁式フタロック
- スリープ・モード機能
- インバランス検出

スイングロータ

アダプタ

 50ml×4 本 角度：0～75° ¥210,000	加速時間：26～242 秒 減速時間：33～252 秒 最高回転数：5,000rpm 最大遠心加速度：3,633×g 回転半径：13.0cm 最大チューブサイズ：φ29mm	アダプタ型番 アダプタ不要	適用チューブ 1×50 ml コニカル	Ø [mm] 29	長さ 116	価格 ¥18,000
 30ml×4 本 角度：0～90° ¥178,000	加速時間：26～241 秒 減速時間：31～250 秒 最高回転数：5,000rpm 最大遠心加速度：3,437×g 回転半径：12.3cm 最大チューブサイズ：φ25mm	アダプタ型番 アダプタ不要	適用チューブ 1×30 ml 1×25 ml	Ø [mm] 25	長さ 95	価格 ¥12,000
 10ml×8 本 角度：0～90° ¥132,000	加速時間：26～242 秒 減速時間：33～252 秒 最高回転数：5,000rpm 最大遠心加速度：3,633×g 回転半径：13cm 最大チューブサイズ：φ16mm	アダプタ型番 640.000	適用チューブ 1×6-10 ml 採血管 / ラウンド	Ø [mm] 16	長さ 100	価格 各 ¥12,000
 マイクロレット×2 枚 角度：0～90° ¥296,000	加速時間：27～182 秒 減速時間：29～193 秒 最高回転数：3,800rpm 最大遠心加速度：1,453×g 回転半径：9.0cm	アダプタ型番 620.010	適用チューブ ヘマクリット値目盛付読取りシート (0～100%、1% 刻み)	Ø [mm] 11	長さ 40	価格 ¥18,000

アングルロータ

アダプタ

 ヘマトクリットロータ キャピラリ×24 本 角度：90° ¥130,000	加速時間：30～319 秒 減速時間：33～334 秒 最高回転数：13,000rpm 最大遠心加速度：16,058×g 回転半径：8.5cm	アダプタ型番 620.010	適用チューブ ヘマクリット値目盛付読取りシート (0～100%、1% 刻み)	Ø [mm] 11	長さ 40	価格 ¥18,000
 ヘマトクリットロータ キャピラリ×24 本 角度：90° ¥130,000	加速時間：30～319 秒 減速時間：33～334 秒 最高回転数：13,000rpm 最大遠心加速度：16,058×g 回転半径：8.5cm	アダプタ型番 45.5046	適用チューブ マイクロヘマトクリット毛細血管、ヘパリン化	Ø [mm] 11	長さ 40	価格 ¥20,000 (1000 個)

アングルロータ

アダプタ

 50ml×6 本 角度：40° ¥146,000	加速時間：34～293 秒 減速時間：38～317 秒 最高回転数：6,000rpm 最大遠心加速度：4,427×g 回転半径：11.0cm 最大チューブサイズ：φ29mm	アダプタ型番 アダプタ不要	適用チューブ 1×50 ml コニカル 1×50 ml 丸底遠沈管	Ø [mm] 29	長さ 116	価格 ¥24,000
 15ml×12 本 角度：32° ¥140,000	加速時間：34～295 秒 減速時間：38～317 秒 最高回転数：6,000rpm 最大遠心加速度：4,427×g 回転半径：11.0cm 最大チューブサイズ：φ17mm	アダプタ型番 アダプタ不要	適用チューブ 1×15 ml コニカル 1×15 ml 丸底遠沈管	Ø [mm] 17	長さ 120	価格 ¥14,000
 15ml×8 本 角度：33° ¥130,000	加速時間：22～198 秒 減速時間：23～212 秒 最高回転数：8,000rpm 最大遠心加速度：6,153×g 回転半径：8.6cm 最大チューブサイズ：φ17mm	アダプタ型番 アダプタ不要	適用チューブ 1×15 ml コニカル 1×15 ml 丸底遠沈管	Ø [mm] 17	長さ 120	価格 ¥14,000
 1.5/2.0ml×24 本 角度：45° ¥122,000	加速時間：24～200 秒 減速時間：20～208 秒 最高回転数：12,000rpm 最大遠心加速度：13,683×g 回転半径：8.5cm 最大チューブサイズ：φ11mm	アダプタ型番 アダプタ不要	適用チューブ 1×2.0 ml 1×1.5 ml 1×0.5 ml	Ø [mm] 11 11 8	長さ 40 40 45	価格 ¥12,000 (6 個)
 2.0ml×24 本 (スピナラムキット) 角度：45° ¥130,000	加速時間：23～198 秒 減速時間：27～213 秒 最高回転数：12,000rpm 最大遠心加速度：13,683×g 回転半径：8.5cm 最大チューブサイズ：φ11mm	アダプタ型番 アダプタ不要	適用チューブ 1×2.0 ml 1×1.5 ml 1×0.5 ml	Ø [mm] 11 11 8	長さ 40 40 45	価格 ¥12,000 (6 個)
 1.5/2.0ml×18 本 角度：45° ¥96,000	加速時間：19～140 秒 減速時間：21～145 秒 最高回転数：14,000rpm 最大遠心加速度：15,994×g 回転半径：7.3cm 最大チューブサイズ：φ11mm	アダプタ型番 アダプタ不要	適用チューブ 1×2.0 ml 1×1.5 ml 1×0.5 ml	Ø [mm] 11 11 8	長さ 40 40 45	価格 ¥12,000 (6 個)

※価格の後にある数字は、販売単位 /1 組。
販売個数を指定する数字の記載がないアダプタはすべて 2 個 /1 組となります。