

# Package Options for Universal Centrifuges

パッケージオプション  
卓上高速遠心機

- Z 366
- Z 366 K



ロータ **No.:**  
**221.61 V01**

**HERMLE**  
LABOR TECHNIK

製造元：HERMLE社 ドイツの科学機器メーカー  
ヘルムレ社は、1956年以来60年以上に  
わたり、HERMLE遠心機を世界中で販売  
しています。

 株式会社 佐久間製作所

〒144-0045 東京都大田区南六郷 3-16-27  
TEL : (03)3733-9751 FAX : (03)3731-1257  
URL : <http://www.sakumajp.com>

## ■ パッケージ Z 366 / Z 366 K + 221.61 V01

スイングロータ 221.61 V01を使用すると、多本架のコニカル、血液チューブ、またはマイクロチューブを回転させることができます。  
大容量の場合は、250mlボトル用のアダプタもご利用いただけます！

卓上高速遠心機 Z 366

型番 No.:  
221.61 V01

パッケージ Z 366  
型番No.:



301.00 P05 - 230V version

卓上高速例冷却遠心機 Z 366 K

型番 No.:  
221.61 V01

パッケージ Z 366 K  
型番 No.:



319.00 P03 - 230V version

ロータ221.61V01は、7つの異なるアダプタ/バケットが利用可能です。  
注文番号：630.000、630.001、630.002、630.003、630.004、630.005、628.016  
注意：これらはパッケージに含まれていません。別途ご注文ください！

型番 No.: 221.61 V01



加速時間: 34/311  
減速時間: 36/387  
  
最高回転数: 4,500 rpm  
最大遠心加速度: 3,735 xg  
回転半径: 16.5 cm  
最高回転時の最低温度 2°C

| 容量                 | 250 ml  | 50 ml   | 15 ml   |
|--------------------|---------|---------|---------|
| φ mm               | 62      | 29      | 17      |
|                    |         |         |         |
| 長さ min./max. (mm): | 122     | 116     | 121     |
| 1架チューブ本数:          | 4       | 16      | 40      |
| アダプタ型番:            | 630.004 | 630.000 | 630.001 |

Monovets®/バキュティナ® Monovets®/バキュティナ® Monovets®/バキュティナ®

| 容量                 | 6-10 ml | 1.1-7ml | 2-3 ml  | 1.5/2.0 ml |
|--------------------|---------|---------|---------|------------|
| φ mm               | 16      | 13      | 11      | 11         |
|                    |         |         |         |            |
| 長さ min./max. (mm): | 92/100  | 75/100  | 66      | 38         |
| 1架チューブ本数           | 48      | 56      | 72      | 36         |
| アダプタ型番:            | 630.003 | 630.002 | 630.005 | 628.016*   |

スイングロータ 4 架  
角度: 0-90°

アダプタ628.016 は、バケット  
630.004のみで使用できます。  
ご注意ください。