



5,500rpm (2,000×g)

ミニ遠心機 Z130M

- ◆ クリアなフタがスタイリッシュ
- ◆ 8連チューブとマイクロチューブを兼用
- ◆ 従来型の2倍の容量（当社比）
- ◆ フタ開閉で始動／停止の簡単操作
- ◆ 国際安全基準規格（IEC61010）準拠

1.5/2.0ml チューブ ×12 本 (8 連チューブ ×4 式、または 0.2ml×32 本)
¥ 60,000 (ロータ付)

- ・デスクに置いても邪魔にならないコンパクト設計です。
- ・3種類のチューブが同時に遠心でき、効率的に作業できます。
- ・小型ながら、5,500rpmので最高回転数で遠心します。

高速ミニ遠心機 MCF-1350


- ◆ 国際安全基準規格（IEC61010）準拠
- ◆ 音の静かな、ブラシレスモーター搭載
- ◆ スピーディな加減速（加速 12 秒、減速 16 秒）
- ◆ パルス SW(サンプルのスピンドウン)
- ◆ rpm/rcf 切替表示あり
- ◆ 8 連 PCR 用ロータあり（別売）

1.5/2.0ml チューブ ×12 本
8 連チューブ ×4 式 (別売)
¥ 118,000 (ロータ付)



13,500rpm(12,300×g)

- ・マイクロプロセッサ制御により高性能で操作が簡単です。
- ・ローターは耐久性と対薬性に優れている熱処理アルミニウムを採用しています。
- ・ローター上の番号において、多くの研究者の意見を取り入れ、対称に番号をつけました。
- ・rpm / rcf 切り換え表示があるため便利です。



置き場所に困らない
コンパクト設計

使いやすさを追求した
シンプルなデザイン

型番	Z130M	MCF-1350
sakuma お手軽コンパクト シリーズ		
最大処理能力	1.5/2.0ml チューブ × 12本 0.2ml PCR チューブ × 32本 8連 0.2ml PCR チューブ × 4式	1.5/2.0ml チューブ × 12本 0.5ml チューブ × 12本 8連 0.2ml PCR チューブ × 4式
最高回転数	5,500rpm (固定)	13,500rpm
最大遠心加速度	2,000 × g	12,300 × g
タイマー設定	—	1～30分 (デジタルタイマー) パルスボタン (スピンドウン機能) ホールド設定なし
寸法 (mm)	W146 × D203 × H108	W208 × D245 × H145
重量	1.3 kg	4.4 kg
必要電源	AC100V	AC100V
付属品	1.5/2.0ml チューブ × 12本、 8連 PCR チューブ、兼用ロータ 電源コード	0.5ml チューブ用アダプタ 1.5ml × 12本用ロータ 電源コード
価格 (税抜)	¥ 60,000 (ロータ付属)	遠心機本体 ¥ 118,000 (1.5ml × 12本用ロータ付属)
オプション	—	8連 0.2ml PCR チューブ用アダプタ ¥21,000 0.2ml チューブ用アダプタ 12個入 ¥12,000

※税抜き価格で表記しております。

株式会社 **佐久間製作所**

〒144-0045 東京都大田区南六郷 3-16-27

TEL: (03)3733-9751 FAX: (03)3731-1257

E-mail sakuma@mbj.nifty.com

URL <http://www.sakumajp.com>